

## 磁性材料行业专用系列密度天平

**适用行业:** 锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、钕铁硼和钕钴、稀土磁性材料、遇水瓦解材料、新材料研究实验室

**采用原理:** 阿基米德原理浮力法

### 产品介绍:

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

### 优势:

- 针对易瓦解生胚产品提供专业的解决方案，实践经验丰富
- 针对不同的磁性材料大小、属性，推荐适合您的产品
- 可以提供水银法测量生胚密度
- 傻瓜式操作，一键测量。
- 根据样品的大小 结构定制不同的测量方案
- 提供专业的私人定制 更快产品大小定制测量方面 快速 准确的密度天平
- 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。

### 技术参数:

型号:	DX-300I	DX-600I	DX-120I	DX-300XI	DX-1200I	DX-2000I	DX-3000I
称重精度:	0.005g		0.001g		0.01g		
最大称重:	300	600	120	300	1200	2000	3000
密度解析:	0.001g/cm <sup>3</sup>		0.0001g/cm <sup>3</sup>		0.001g/cm <sup>3</sup>		
品牌:	群隆/qunlong						
测量种类:	生胚、烧结熟胚、异型件及其他固体产品						
测量时间:	约 10 秒						
设定功能:	温度补偿设定、溶液补偿设定 四种测量模式选择						
防风罩:	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见					无	
通讯接口:	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备						
电压:	AC100-240V-50/60HZ				DC 7.5V 600mA		
水槽尺寸:	165*115*85mm					240*200*150 长度可加	
包装尺寸:	450*240*460mm						
仪器尺寸:	270*310*270mm					290*310*260	
重量:	7.5kg						
标准附件:	①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦电源						
选配附件:	打印机 X1(普通款)		打印机 X2(带时间功能)		水银法测量组件		

### 产品特点:

1. 傻瓜式操作，全自动测量密度.使用 1mg 传感器精度更高
2. 外观创意新潮，整机质感出众、工艺严谨、精致。
3. 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。
4. 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用。
5. 采用一体成形的透明测量水槽，耐腐

**符合标准:**

根据 GB/T2413、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725标准。

**产品图片:**



DX-300I、DX-600I、DX-1200I 图片



DX-120I、DX-300XI 图片



DX-2000I、DX-3000I 图片

**部分客户案例：**

- 江苏博瑞通磁业有限公司
- 江苏普隆磁电有限公司
- 徐州惠华磁性材料有限公司
- 全椒君鸿软磁材料有限公司
- 奉化市中立密封件有限公司
- 浙江国石磁业有限公司
- 宁波松科磁材有限公司
- 嘉兴市精工粉末有限责任公司
- 宁波韵升特种金属材料有限公司
- 神奇电碳集团有限公司
- 天通控股股份有限公司
- 海宁万力电子有限公司
- 江苏柯普斯磁业有限公司
- 江苏瑞德磁性材料有限公司
- 爱科科技有限公司
- 山东上达稀土材料有限公司
- 海宁联丰磁业有限公司
- 宁波环亚磁材有限公司
- 嘉善通利机械密封件厂
- 宁波韵升磁体原件技术有限公司
- 宁波韵升集团有限公司
- 台州东新密封有限公司
- 上海德宝密封件有限公司

**群隆仪器售后服务：**

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止。
- 5.如果更多需要可以根据您的要求定制产品