

## 粉末真密度测试仪

**适用行业:** 矿物开采业、精密陶瓷、化工、地质学研究实验室

**适用粉末:** 煤粉、陶瓷粉末、金属粉末、塑料粉末等高分子粉末，要求与水或酒精不发生化学反应。

**采用原理:** 阿基米得的浸液置换法，配合专用比重瓶和比重天平，准确的读取量测数

**产品介绍:**

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精）。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

**特色功能:**

- 采用最新方法，可避免粉末倒入比重瓶带来的误差
- 采用镀金陶瓷传感器测量重复性高
- 针对不同类型的粉末有不同的测试方案
- 人性化设计 操作方面
- 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术

**技术参数:**

型号:	DX-300T	DX-600T	DX-120T	DX-300XT
称重精度:	0.005g		0.001g	
最大称重:	300	600	120	300
密度解析:	0.001g/cm <sup>3</sup>		0.0001g/cm <sup>3</sup>	
品牌:	群隆/qunlong			
测量种类:	粉末 颗粒 样品密度要小于所使用的介质溶液密度，并且和水或酒精不发生化学反应			
设定功能:	温度补偿设定、溶液补偿设定			
防风罩:	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见			
通讯接口:	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备			
电压:	AC100-240V-50/60HZ		DC 7.5V 600mA	
水槽尺寸:	165*115*85mm			
包装尺寸:	450*240*460mm			
仪器尺寸:	270*270*270mm			
重量:	7.5kg			
标准附件:	①主机 ②50ML 附温比重瓶 ③测量盘 ④勺子 ⑤玻璃器皿 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧说明书 ⑨ 电源 ⑩离子机(排除粉末中气泡)			
选配附件:	打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能) 真空抽取机(抽真空)			

**产品特点:**

1. 傻瓜式操作，全自动测量密度
2. 外观创意新潮，整机质感出众、工艺严谨、精致。
3. 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。
4. 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用。
5. 采用一体成形的透明测量水槽，耐腐蚀

**符合标准:**

根据 B/T533-A 、GB/T1033.1、 GB/T6155、GB/T23561、YB/T5300、JB/T7984.3、GB/T 1713、GB/T8929、GB/T1713、GB/T208、GB/T5071、QB/T1010、GB/T9966、GB/T18856 、GB/T24203、GB/T8330、SL-237等。GB/T9966.3-2001、G208—94 、217—81标准。

**产品图片:****群隆仪器售后服务:**

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。
- 5.如果更多需要可以根据您的要求定制产品