

## 锡纯度含量测试仪

### 适用样品:

锡锭、锡块主要用于锡生产 回收使用

### 测试原理:

根据阿基米得原理浮力法, 俗称“吊水法”

### 产品介绍:

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术, 在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质(可选酒精), 仅二个步骤, 即可显示密度值。无需人工计算, 更方便、更快速、更省时。

### 功能特点:

- 无需对表 直接读取锡纯度
- 傻瓜式操作, 方便简单。
- 镀金陶瓷电容传感器;
- 采用大水槽设计, 降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 丰富的测量经验 让您用的放心
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

### 规格:

型号:	DX-300B	DX-600B	DX-120B	DX-100B
称重精度:	0.005g		0.001g	0.0001g
最大称重:	300g	600g	120g	120g
密度精度:	0.001 g/cm <sup>3</sup>		0.0001g/cm <sup>3</sup>	
测量功能:	锡密度值、锡纯度值			
高灵敏配件:	可选装高灵敏度密度配件(建议样品在10克以下)			已配
设定功能:	溶液补偿 温度补偿 混合比设定			
防风罩:	全透明亚克力防风罩, 样品100%可见		全透明玻璃防风罩, 样品100%可见	
通讯接口:	标配RS232通讯接口, 可连接打印机、PC和其他外围设备			
电压:	AC100-240V-50/60HZ		DC 7.5V 600mA	
水槽尺寸:	165*115*85mm			100*50*100mm 可定制
包装尺寸:	450*240*460mm			600*460*500
仪器尺寸:	270*270*270mm			470*310*320
标准附件:	①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧电源			
选配:	打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能)			
重量:(毛重)	7.5kg			

产品图片;



DX-300B、DX-600B、



DX-120B



DX-100B



可选高灵敏配件; (高灵敏度密度配件, 建议样品在10克以下)

#### 群隆仪器售后服务:

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年, 终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时, 一切责任由我方承担, 更换新品。
- 4.关于使用操作方法, 我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。
- 5.如果更多需要可以根据您的要求定制产品