

膏状非流动性液体密度测试仪

适用样品: 膏状物、面霜、牙膏、固体胶、药膏、非流动性液体等新材料

采用原理: 阿基米得原理浮力法

产品介绍:

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

优势:

- 高灵敏度传感器测量速度快，避免样品水中变化造成误差
- 针对不同的样品可以推荐不同的测量方案
- 傻瓜式操作，一键测量。
- 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。

注意事项:

1. 样品在溶液中 10S 内不发生反应或溶解（溶液为水或酒精或其他液体物质）
2. 样品中包裹的气泡尽快清除
3. 样品控制在 5-10g 测量一次

以下为膏体行业几款热销产品如需其他规格可以与我司联系

规格:

型号:	DX-300D	DX-120D	DX-100D
称重精度:	0.005g	0.001g	0.0001g
最大称重:	300	120	120
密度解析:	0.001g/cm3	0.0001g/cm3	0.0001g/cm3
品牌:	群隆/qunlong		
高灵敏配件:	无	可选高灵敏度密度配件	已配
测量种类:	膏体 固体 非流动液体		
测量时间:	约 10 秒		
设定功能:	温度补偿设定、溶液补偿设定		
测量功能:	密度		
通讯接口:	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备		
防风罩:	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见	玻璃材质	
电压:	AC100-240V-50/60HZ	DC 7.5V 600mA	
水槽尺寸:	165*115*85mm	100*50*100 可定制	
仪器尺寸:	270*310*270	470*310*320	
包装尺寸:	450*240*460mm	600*460*500	
重量;(毛重)	7.5kg	16kg	
标准附件:	①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧膏体附件 ⑨ 电源		
选配附件:	打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能) 真空抽取机(去除样品中气泡) 液体组件(测量流动性液体)		

产品图片;



DX-300D



DX-120D



DX-100D



可选高灵敏配件;

群隆仪器售后服务:

- 1.所有密度计产品均属采用镀金陶瓷传感器
- 2.所有产品均免费保修三年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。